



[FUJINON EB-270P BRONCHOSCOPE](#)

SKU: E032016

5.710,81 €

zzgl. [Versandkosten](#)

IT Diam 3.8mm,

Ch. Size 1.2mm,

WL 60cm,

TL 90 Cm,

FOV 120°,

DOF 3-100mm,

UP 180°,

LF 130°

Rückgaberecht . 14 Tage

Versand . Velweit

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com


info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Flexible Endoskope & Zubehör](#)



PRODUKTBESCHREIBUNG

IT Diam 3.8mm,

Ch. Size 1.2mm,

WL 60cm,

TL 90 Cm,

FOV 120°,

DOF 3-100mm,

UP 180°,

LF 130°

Rückgaberecht . 14 Tage

Versand . Velweit

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

