



[FUJINON EB-270S BRONCHOSCOPE](#)

SKU: F032016

6.424,81 €

zzgl. [Versandkosten](#)

- Field of View = 120°
- Insertion Tube Diameter = 4.9 mm
- Angulation Up = 180° / Down = 130°
- Working Length = 60 cm
- Total Length = 90 cm
- Biopsy Channel = 2.8 mm

Rückgaberecht . 14 Tage

Versand . Velweit

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Flexible Endoskope & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Field of View = 120°



- Insertion Tube Diameter = 4.9 mm
- Angulation Up = 180° / Down = 130°
- Working Length = 60 cm
- Total Length = 90 cm
- Biopsy Channel = 2.8 mm

Rückgaberecht . 14 Tage
Versand . Velweit

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

