




[FUJI FUJINON EB-530T THERAPEUTISCHES BRONCHOSKOP](#)

SKU: CC122025

zzgl. [Versandkosten](#)

Das Fuji Fujinon EB-530T ist ein hochauflösendes therapeutisches Bronchoskop, das präzise Diagnostik und effektive Interventionen in der Atemwegstherapie ermöglicht. Mit seiner flexiblen Bauweise und exzellenter Bildqualität unterstützt es sicher und komfortabel bronchologische Verfahren.



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Fuji Fujinon EB-530T Therapeutische Bronchoskop** ist ein hochmodernes Endoskop, das speziell für anspruchsvolle bronchologische Untersuchungen und therapeutische Eingriffe entwickelt wurde. Es bietet eine hervorragende Bildqualität und exzellente Handhabung, um sowohl diagnostische als auch interventionelle Verfahren in der Pulmonologie zu optimieren.

Technische Merkmale und Vorteile:

- **Optik:** Ausgestattet mit der bewährten Fujinon-Optik liefert das EB-530T gestochen scharfe, kontrastreiche Bilder, die eine präzise Darstellung der Atemwege ermöglichen.
- **Arbeitskanal:** Ein großzügiger Arbeitskanal mit einem Durchmesser von 2,8 mm erlaubt den Einsatz verschiedenster Instrumente, wie Biopsiezangen, Bürsten und Absaugvorrichtungen, und unterstützt somit vielseitige therapeutische Anwendungen.
- **Flexibilität und Länge:** Mit einer optimalen Biegung und einer Gesamtlänge von ca. 600 mm erreicht das Bronchoskop auch periphere Abschnitte der Bronchien sicher und schonend.



- **Ergonomie:** Das benutzerfreundliche Griffdesign sorgt für eine komfortable Handhabung und präzise Steuerung während der Untersuchung.
- **Reinigung und Sterilisation:** Das EB-530T ist aus hochwertigen, biokompatiblen Materialien gefertigt und für eine einfache, gründliche Reinigung sowie Sterilisation nach aktuellen Standards konzipiert.

Anwendungsbereiche:

- Diagnostische Bronchoskopie mit visueller Inspektion der Atemwege
- Therapeutische Eingriffe wie Entfernung von Sekreten, Fremdkörpern oder Tumorgewebe
- Entnahme von Proben mittels Biopsie oder Bürstenentnahme
- Absaugungen bei obstruktiven Atemwegserkrankungen
- Interventionelle Maßnahmen unter direkter Sichtkontrolle

Das **Fuji Fujinon EB-530T** steht für höchste Qualität und Zuverlässigkeit in der Bronchoskopie. Es unterstützt Ärztinnen und Ärzte dabei, präzise Diagnosen zu stellen und effektive therapeutische Maßnahmen durchzuführen – stets mit dem Ziel, die Sicherheit und den Komfort für die Patientinnen und Patienten zu gewährleisten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

