



[FUJINON EG-270N5 GASTROSCOPE](#)

SKU: D032016

6.424,81 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Field of view: 120 °

Depth of field: 3~100mm

Distal End/Outer diameter: 5.9mm

Working Length: 1,100mm

Bending Section: UP210 °

DW120 °

R 100 °

L 100 °

Total Length: 1,400mm

Rückgaberecht . 14 Tage

Versand . Weltweit

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)



PRODUKTBESCHREIBUNG

Field of view: 120 °

Depth of field: 3~100mm

Distal End/Outer diameter: 5.9mm

Working Length: 1,100mm

Bending Section: UP210 °

DW120 °

R 100 °

L 100 °

Total Length: 1,400mm

Rückgaberecht . 14 Tage

Versand . Velweit

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

