



[FUJINON FUJI EB-530XT EB530XT EB 530 XT](#)

SKU: CJ122025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Fujinon EB-530XT** ist ein therapeutisches Videobronchoskop, das speziell für komplexe diagnostische und interventionelle Eingriffe in den Atemwegen entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch einen besonders großen Arbeitskanal aus, der eine hohe Absaugleistung und den Einsatz verschiedenster Instrumente ermöglicht.

Technische Spezifikationen

Nach Angaben von [Fujifilm](#) und spezialisierten Händlern wie **Remma** und **Vet Trade** weist das Gerät folgende Merkmale auf:

- **Arbeitskanal:** 3,2 mm Durchmesser (optimiert für therapeutische Eingriffe).
- **Distales Ende:** 6,2 mm Durchmesser.
- **Einführteil:** 6,3 mm Durchmesser.
- **Blickwinkel:** 120° (Field of View).
- **Abwinkelung:** 180° nach oben und 130° nach unten.
- **Nutzlänge:** 600 mm (Gesamtlänge ca. 870 mm).
- **Bildsensor:** Fujifilm Super CCD für hochauflösende Bildqualität.

Funktionen und Systemkompatibilität

- **FICE-Unterstützung:** Das System ist kompatibel mit der **Flexible Spectral Imaging Color Enhancement (FICE)** Technologie, die durch digitale Spektralfilterung die Darstellung von Gefäßstrukturen und Schleimhautoberflächen verbessert.
- **Prozessoren:** Kompatibel mit Fujifilm-Systemen wie dem **EPX-4400HD**, **EPX-4400**, **VP-4400** sowie dem **EPX-2500**.
- **LCI/BLI:** Neuere Revisionen unterstützen teilweise auch fortschrittliche Bildmodi wie **Linked Color Imaging (LCI)** und **Blue Light Imaging (BLI)** für eine noch präzisere Gewebedifferenzierung.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

