



## [FUJINON FUJI EG-530CT GASTROSKOP](#)

SKU: DN082024

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Gastroskop](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Fujinon Fuji EG-530CT ist ein flexibles Gastroskop, das in der Endoskopie zur Untersuchung des oberen Gastrointestinaltrakts eingesetzt wird. Es ist bekannt für seine hohe Bildqualität und Benutzerfreundlichkeit. Hier sind einige der Hauptmerkmale und Funktionen des Fujinon EG-530CT Gastroskops:

### Hauptmerkmale:

1. **Flexibles Design:** Das Gastroskop ist flexibel und ermöglicht eine einfache Navigation durch den Ösophagus, Magen und Zwölffingerdarm, was die Durchführung von Untersuchungen und Eingriffen erleichtert.
2. **Hohe Bildqualität:** Das EG-530CT bietet eine exzellente Bildqualität mit klaren und scharfen Bildern, die durch die fortschrittliche Optik von Fujinon ermöglicht wird. Dies ist entscheidend für die genaue Diagnose von Erkrankungen.
3. **Ergonomisches Handstück:** Das Handstück des Gastroskops ist ergonomisch gestaltet, um dem Arzt eine bequeme Handhabung zu ermöglichen und die Ermüdung während längerer Eingriffe zu reduzieren.
4. **Breiter Arbeitskanal:** Der Arbeitskanal des Gastroskops ermöglicht den Einsatz von verschiedenen Instrumenten, wie z.B. Biopsiezangen oder Koagulationsgeräten, was die Durchführung therapeutischer Eingriffe während der Endoskopie erleichtert.
5. **Wasser- und Luftinsufflation:** Das Gastroskop verfügt über Funktionen zur Wasser- und Luftinsufflation, um das Sichtfeld während der Untersuchung zu verbessern.
6. **Kompatibilität mit Video-Systemen:** Das EG-530CT kann mit verschiedenen Video-Endoskopiesystemen verbunden werden, um die Bilder auf einem Monitor anzuzeigen und aufzuzeichnen.



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

