



## [GAMBRO PRISMAFLEX DIALYSE](#)

SKU: BC052025+BD052025-ver

zzgl. [Versandkosten](#)

**GAMBRO PRISMAFLEX** ist ein hochmodernes Dialysegerät, das eine präzise und schonende Behandlung akuter Nierenversagen ermöglicht. Es kombiniert innovative Technologien zur kontinuierlichen Nierenersatztherapie und unterstützt eine optimale Patientenversorgung im intensivmedizinischen Umfeld.



---

Categories: [Dialyse](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **GAMBRO PRISMAFLEX** Dialysesystem stellt eine hochmoderne Lösung für die kontinuierliche Nierenersatztherapie (CRRT) bei kritisch kranken Patienten dar. Es wurde speziell entwickelt, um eine effektive und sichere Behandlung bei akutem Nierenversagen zu gewährleisten und unterstützt dabei die Stabilisierung des Flüssigkeitshaushalts sowie die Entfernung von Toxinen und überschüssigen Elektrolyten.

### Produktmerkmale und Funktionen:

- **Vielseitige Therapieoptionen:** Das PRISMAFLEX-System ermöglicht verschiedene Modi der Nierenersatztherapie, einschließlich Hämofiltration, Hämodialyse und Hämodiafiltration, was eine individuelle Anpassung an den klinischen Zustand des Patienten erlaubt.
- **Fortschrittliche Steuerung:** Intuitive Benutzeroberfläche und präzise Steuerung der Therapieparameter sorgen für eine einfache Handhabung und hohe Sicherheit während der Behandlung.
- **Automatisierte Überwachung:** Integrierte Sensoren und Alarmsysteme überwachen kontinuierlich den Ablauf der Dialyse und gewährleisten frühzeitige Erkennung von Komplikationen.
- **Flexibles Design:** Kompaktes und mobiles Gerät, das sich ideal für den Einsatz auf Intensivstationen eignet

und eine unkomplizierte Integration in bestehende klinische Arbeitsabläufe ermöglicht.

- **Kompatibilität:** Das System arbeitet mit einer Vielzahl von Dialysatoren und Verbrauchsmaterialien, was eine individuelle und patientenorientierte Therapie erlaubt.

### **Anwendungsgebiete:**

Das GAMBRO PRISMAFLEX-System wird vorwiegend bei Patienten mit akutem Nierenversagen eingesetzt, die eine kontinuierliche Nierenersatztherapie benötigen. Es eignet sich besonders für kritisch kranke Patienten auf Intensivstationen, bei denen eine schonende und kontinuierliche Entgiftung erforderlich ist, um hämodynamische Stabilität zu bewahren.

### **Sicherheitsaspekte:**

Die integrierten Sicherheitsmechanismen des PRISMAFLEX-Systems gewährleisten eine zuverlässige und sichere Behandlung. Dazu gehören automatische Drucküberwachung, Erkennung von Luftembolie, sowie Schutzfunktionen gegen ungewollte Unterbrechungen der Therapie.

### **Vorteile für Klinik und Patient:**

- Optimierte Behandlungsergebnisse durch präzise und kontinuierliche Therapiekontrolle
- Erhöhte Patientensicherheit dank umfangreicher Überwachungsfunktionen
- Effiziente Nutzung von Ressourcen durch einfache Bedienbarkeit und schnelle Einrichtung
- Flexibilität bei der Anpassung an unterschiedliche klinische Anforderungen

Zusammenfassend ist das **GAMBRO PRISMAFLEX** Dialysesystem eine zuverlässige und innovative Lösung für die kontinuierliche Nierenersatztherapie, die sowohl den Bedürfnissen von Patienten als auch den Anforderungen moderner Intensivmedizin gerecht wird.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

