



[GCX MONITOR HALTER G25712-01](#)

SKU: AH102025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **GCX Monitor Halter G25712-01** ist eine hochwertige Befestigungslösung speziell entwickelt für medizinische Monitore in klinischen Umgebungen. Dieses Produkt überzeugt durch seine robuste Konstruktion und flexible Einsatzmöglichkeiten, die eine sichere und ergonomische Positionierung medizinischer Geräte gewährleisten.

Eigenschaften und Vorteile:

- **Stabile Montage:** Der Halter bietet eine zuverlässige Befestigung für Monitore und verhindert unerwünschte Bewegungen oder Verrutschen während des Betriebs.
- **Flexibilität:** Durch verstellbare Gelenke und Schwenkfunktionen kann der Monitor optimal an die Bedürfnisse des medizinischen Personals angepasst werden, was die Sichtbarkeit und Bedienbarkeit verbessert.
- **Kompatibilität:** Der G25712-01 ist kompatibel mit einer Vielzahl von Monitoren gängiger Hersteller und kann problemlos in bestehende medizinische Arbeitsplätze integriert werden.
- **Ergonomisches Design:** Fördert eine gesunde Arbeitsposition und reduziert Belastungen durch individuell einstellbare Höhen- und Neigungswinkel.
- **Materialqualität:** Hergestellt aus langlebigen, leicht zu reinigenden Materialien, die den hohen Anforderungen im medizinischen Umfeld entsprechen.
- **Einfache Installation:** Der Halter lässt sich schnell und unkompliziert montieren, was Ausfallzeiten minimiert und eine zügige Inbetriebnahme ermöglicht.

Anwendungsbereiche:

Der GCX Monitor Halter G25712-01 eignet sich ideal für den Einsatz in:

- Krankenhäusern und Kliniken



- Intensivstationen
- Operationssälen
- Ambulanten Versorgungseinrichtungen
- Laboren und Diagnostikzentren

Dank seiner durchdachten Konstruktion unterstützt der Halter die sichere und effiziente Nutzung medizinischer Monitore und trägt somit zur Optimierung klinischer Arbeitsabläufe bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

