



## [GE 2007 VERSAMED iVENT 201](#)

**SKU:** J082025

zzgl. [Versandkosten](#)

**GE 2007 VERSAMED iVENT 201** ist ein zuverlässiges und benutzerfreundliches Beatmungsgerät, das für den Einsatz in klinischen und häuslichen Umgebungen konzipiert wurde. Es bietet präzise Steuerung der Atemparameter zur Unterstützung der patientenspezifischen Beatmungstherapie.



---

**Categories:** [Narkose und Beatmung](#)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

