



GE 2152424 ULTRASOUND TRANSDUCER
PROBE 6.5MHZ

SKU: C032013-02

zzgl. [Versandkosten](#)

Im sehr guten gepflegten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . GE 2152424
6.5MHz

geeignet für folgende Modelle : Logiq 200, ...

Im sehr guten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86



fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

