



GE 3C CONVEX ARRAY ULTRASOUND TRANSDUCER PROBE

SKU: CG042020-VK

zzgl. [Versandkosten](#)

Bezeichnung . 3C

Hersteller . GE

für Logiq3, Logiq 5, Logiq 7, ...

Anwendung : Abdoman

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . 3C

Hersteller . GE

für Logiq3, Logiq 5, Logiq 7, ...

Anwendung : Abdoman

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg



www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

