



## GE 3S PHASED ARRAY 1.5- 2.5 MHZ ECHO KARDIO

**SKU:** R032016-01

zzgl. [Versandkosten](#)

geeignet, unter anderen für .GE Logiq & vivid Serie

Frequency 1.5- 2.5 Mhz

Anwendung. Kardio

**Mwst. wird gesondert ausgewiesen**

Sehr gepflegt

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden /Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

geeignet, unter anderen für .GE Logiq & vivid Serie

Frequency 1.5- 2.5 Mhz



Anwendung. Kardio

**Mwst. wird gesondert ausgewiesen**

Sehr gepflegt

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Weight**

5 kg



## GALLERIE

