



[GE 4C // 4 C CONVEX ULTRASOUND PROBE](#)

SKU: AM052018 // JN052020-VK

zzgl. [Versandkosten](#)

Hersteller: GE

Bezeichnung : 4C

Typ : Konvex 2 - 5 MHz

Verwendung : Abdomen

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)



PRODUKTBESCHREIBUNG

Hersteller: GE

Bezeichnung : 4C

Typ : Konvex 2 - 5 MHz

Verwendung : Abdomen

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight

3 kg



GALLERIE

