



GE 4D/3D RAB4-8P CONVEX PROBE ULTRASOUND TRANSDUCER

SKU: M072013-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Hersteller: GE

Modell : RAB4-8P

Applikation: 3D/4D ; Abdoman,

Geeignet für folgende Modelle:

Voluson 730 PRO, VOLUSON 730 Expert

Mwst. wird gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hersteller: GE

Modell : RAB4-8P

Applikation: Abdoman , Konvex 3D / 4 D



Geeignet für folgende Modelle:

Voluson 730 PRO, VOLUSON 730 Expert

Mwst. wird gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

