



[GE 8C MICRO CONVEX](#)

SKU: B032013-03

zzgl. [Versandkosten](#)

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . 8C

Bezeichnung: Micro Convex 3.5 - 11.5 MHz

Applikation: Abdomen Interkostal Herz

Micro Convex 3.5 - 11.5 MHz

geeignet für folgende Modelle : Logiq 3, Logiq 5, Logiq A5; Logiq P5, Logiq S6, Logiq 7, Vivid 3, Vivid 4, Vivid 7expert, Vivid 7Pro

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand



Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

