



**GE C 36 KONVEX ULTRASCHALLKOPF,
TRANSDUCER, PROBE ABDOMEN**

SKU: A072013-01

zzgl. [Versandkosten](#)

Konvex Sonde

Für folgende Modelle ; LOGIQ 100,

Im sehr guten gepflegten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . C36

Hersteller . GE

für GE LOGIQ 100 ...

Konvex Ultraschallkopf

Anwendung : Abdomen / Geburtshilfe

Im sehr guten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com



info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

