



GE C721 MIKRO KONVEX ARRAY ULTRASOUND TRANSDUCER

SKU: E022014-2

zzgl. [Versandkosten](#)

Bezeichnung . C721

Hersteller . GE

für GE LOGIQ 400, LOGIQ 500 und 700

Mikro Konvex Ultraschallkopf 4 Mhz- 8Mhz

Anwendung : Neonatal,

Im sehr guten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden
/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . C721

Hersteller . GE

für GE LOGIQ 400, LOGIQ 500 und 700

Mikro Konvex Ultraschallkopf 4 Mhz- 8Mhz

Anwendung : Neonatal,

Im sehr guten Zustand



Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

