



[GE CARESCAPE V100 PATIENTENMONITOR](#)

SKU: AW082025 - A0022026

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **GE Carescape V100 Patientenmonitor** ist ein hochmodernes Überwachungsgerät, das speziell für den Einsatz in verschiedenen klinischen Umgebungen entwickelt wurde. Er bietet eine zuverlässige und präzise Überwachung der Vitalparameter und unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, schnelle und fundierte Entscheidungen zur Patientenversorgung zu treffen.

Hauptmerkmale und Funktionen:

- **Multifunktionale Überwachung:** Der Carescape V100 erfasst kontinuierlich essentielle Vitalparameter wie *EKG, Puls, Sauerstoffsättigung (SpO2), Blutdruck (NIBP), Atemfrequenz und Körpertemperatur*.
- **Benutzerfreundliche Bedienoberfläche:** Das Gerät verfügt über ein klar strukturiertes Farbdisplay mit intuitiver Touchscreen-Bedienung, die eine einfache und schnelle Anpassung der Einstellungen ermöglicht.
- **Mobiles und kompaktes Design:** Durch sein leichtes und platzsparendes Gehäuse eignet sich der Monitor ideal für den Einsatz auf Stationen, in Notaufnahmen oder während des Transports von Patienten.
- **Erweiterbare Module:** Optional können weitere Messmodule integriert werden, um die Überwachungsparameter den spezifischen Anforderungen anzupassen.
- **Datenmanagement und Vernetzung:** Der Carescape V100 unterstützt die Anbindung an Krankenhausinformationssysteme (KIS) und ermöglicht eine sichere Speicherung sowie den einfachen Abruf von Patientendaten.
- **Alarmmanagement:** Intelligente Alarmsysteme warnen das medizinische Personal bei kritischen Veränderungen der Vitalparameter, wodurch eine zeitnahe Intervention gewährleistet wird.

Anwendungsbereiche:

Der GE Carescape V100 ist vielseitig einsetzbar und eignet sich insbesondere für:



- Stationäre Überwachung auf Intensiv- und Normalstationen
- Notfallmedizinische Einsätze
- Perioperative Überwachung
- Patiententransport innerhalb des Krankenhauses

Technische Spezifikationen:

- Displaygröße: Bis zu 10,4 Zoll Farb-Touchscreen
- Messgenauigkeit: Entspricht internationalen Standards für medizinische Geräte
- Stromversorgung: Akku- und Netzbetrieb mit langer Batterielaufzeit
- Abmessungen und Gewicht: Kompakt und leicht für einfachen Transport

Der **GE Carescape V100 Patientenmonitor** kombiniert modernste Messtechnik mit hoher Bedienfreundlichkeit und Flexibilität, um eine kontinuierliche und präzise Patientenüberwachung sicherzustellen. Er ist ein unverzichtbares Instrument für Kliniken, die Wert auf Qualität und Zuverlässigkeit in der Patientenversorgung legen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

