



[GE CARESCAPE V100 PATIENTENMONITOR - ÜBERWACHUNGSMONITOR](#)

SKU: AE082025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **GE Carescape V100 Patientenmonitor** ist ein hochmoderner Überwachungsmonitor, der speziell für den Einsatz in klinischen Umgebungen wie Intensivstationen, Notaufnahmen und OP-Bereichen entwickelt wurde. Dieses Gerät bietet eine zuverlässige und präzise Überwachung der vitalen Parameter, um eine schnelle und fundierte klinische Entscheidungsfindung zu unterstützen.

Hauptmerkmale und Funktionen:

- **Vielseitige Parameterüberwachung:** Der Carescape V100 erfasst kontinuierlich und simultan eine Vielzahl von lebenswichtigen Messgrößen, darunter EKG, Pulsfrequenz, Blutdruck (invasiv und nicht-invasiv), Sauerstoffsättigung (SpO2), Atemfrequenz und Temperatur.
- **Intuitive Benutzeroberfläche:** Das übersichtliche Farbdisplay mit Touchscreen ermöglicht eine einfache Navigation und schnelle Einstellung der Parameter. Alarmer und Warnungen werden klar und deutlich angezeigt, um eine sofortige Reaktion zu gewährleisten.
- **Hohe Mobilität:** Durch sein kompaktes und leichtes Design ist der Monitor flexibel einsetzbar und unterstützt die Patientenüberwachung auch während Transporten innerhalb des Krankenhauses.
- **Integration und Vernetzung:** Der Carescape V100 ist kompatibel mit Krankenhausinformationssystemen (KIS)



und unterstützt die Anbindung an zentrale Überwachungsstationen, was eine lückenlose Dokumentation und Datenanalyse ermöglicht.

- **Zuverlässige Alarmmanagement-Systeme:** Intelligente Alarmfilter reduzieren Fehlalarme und sorgen dafür, dass medizinisches Personal nur bei relevanten und kritischen Ereignissen benachrichtigt wird.
- **Energieeffizienz und Batterielaufzeit:** Das Gerät verfügt über langlebige Akkus, die eine unterbrechungsfreie Überwachung auch bei Stromausfall garantieren.

Technische Spezifikationen und Vorteile:

- Displaygröße: ca. 10,4 Zoll (26,4 cm) Farb-TFT-Touchscreen
- Messgenauigkeit entsprechend internationalen medizinischen Standards
- Flexible Schnittstellen für externe Module und Zubehör
- Erweiterbare Softwareoptionen für spezielle klinische Anforderungen
- Robustes Gehäuse für den klinischen Alltag

Der **GE Carescape V100** Patientenmonitor überzeugt durch seine Kombination aus Präzision, Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität. Er unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, Patienten sicher und effizient zu überwachen und trägt somit maßgeblich zur Verbesserung der Versorgungsqualität bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

