



[GE CARESCAPE V100 PATIENTENMONITOR ÜBERWACHUNGSMONITOR](#)

SKU: AV082025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **GE Carescape V100 Patientenmonitor** ist ein hochentwickeltes Überwachungsgerät, das speziell für den Einsatz in Krankenhäusern, Notaufnahmen und Intensivstationen entwickelt wurde. Er bietet eine umfassende und präzise Überwachung der wichtigsten Vitalparameter, um die Sicherheit und das Wohlbefinden des Patienten jederzeit zu gewährleisten.

Dank seines kompakten und benutzerfreundlichen Designs lässt sich der Carescape V100 flexibel an verschiedene klinische Anforderungen anpassen. Das Gerät ist ideal geeignet für die kontinuierliche Überwachung von Patienten auf Normalstationen, im OP oder in der postoperativen Phase.

Hauptmerkmale und Funktionen:

- **Multifunktionale Vitalparameterüberwachung:** Erfasst zuverlässig EKG, Pulsfrequenz, Blutdruck (nicht-invasiv und invasiv), Sauerstoffsättigung (SpO2), Atemfrequenz und Temperatur.
- **Intuitive Benutzeroberfläche:** Großes, hochauflösendes Farbdisplay mit klarer Visualisierung der Messwerte, Alarme und Trends für eine schnelle und sichere Interpretation.
- **Anpassbare Alarmfunktionen:** Flexible Einstellung der Alarmgrenzen zur individuellen Anpassung an den Patientenstatus und zur Minimierung von Fehlalarmen.
- **Integration und Konnektivität:** Kompatibel mit verschiedenen Krankenhausinformationssystemen (KIS) und ermöglicht die nahtlose Datenübertragung sowie Fernüberwachung.
- **Langlebige Batterie und Mobilität:** Ermöglicht den flexiblen Einsatz ohne ständige Stromversorgung, ideal für Transport und Notfallsituationen.
- **Erweiterbarkeit:** Modulare Bauweise erlaubt die Erweiterung um zusätzliche Parameter und Funktionen je nach klinischem Bedarf.



Der **GE Carescape V100** Patientenmonitor unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, schnell fundierte Entscheidungen zu treffen und die Patientenversorgung zu optimieren. Durch seine Zuverlässigkeit und Präzision trägt er entscheidend zur Verbesserung der klinischen Ergebnisse bei.

Zusammenfassend bietet der Carescape V100 eine hohe Messgenauigkeit, einfache Handhabung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten – ein unverzichtbares Werkzeug für moderne Patientenumgebungen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

