



[GE CARESCAPE V100 PATIENTENMONITOR](#)

SKU: AU082025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **GE Carescape V100 Patientenmonitor** ist ein hochmodernes, vielseitiges Überwachungsgerät, das speziell für den Einsatz in klinischen Umgebungen wie Intensivstationen, Operationssälen und Notfallabteilungen entwickelt wurde. Dieses Gerät bietet eine zuverlässige, präzise und kontinuierliche Überwachung der Vitalparameter, um die Sicherheit und das Wohlbefinden der Patienten jederzeit zu gewährleisten.

Hauptmerkmale und Funktionen:

- **Multifunktionale Parameterüberwachung:** Der Carescape V100 erfasst und überwacht eine Vielzahl von lebenswichtigen Parametern, darunter EKG, SpO₂, nicht-invasive Blutdruckmessung (NIBP), Atemfrequenz und Temperatur.
- **Intuitive Benutzeroberfläche:** Das große, gut ablesbare Farbdisplay ermöglicht eine einfache Navigation und übersichtliche Darstellung der Daten, was eine schnelle Reaktion auf kritische Veränderungen erleichtert.
- **Modulares Design:** Der Monitor ist flexibel erweiterbar und kann an unterschiedliche klinische Anforderungen angepasst werden. Zusätzliche Module und Messparameter können je nach Bedarf hinzugefügt werden.
- **Datenmanagement und Integration:** Der Carescape V100 unterstützt die Anbindung an Krankenhausinformationssysteme (KIS) und ermöglicht die nahtlose Integration in bestehende IT-Infrastrukturen. Dies erleichtert die Dokumentation und Langzeitüberwachung.
- **Alarmsystem:** Ein individuell konfigurierbares Alarmsystem sorgt für eine frühzeitige Warnung bei kritischen Veränderungen, um eine schnelle medizinische Intervention zu gewährleisten.
- **Mobilität:** Das kompakte und leichte Design erlaubt einen flexiblen Einsatz sowohl an der Patientenliege als auch für den Transport innerhalb der Klinik.

Technische Spezifikationen:



- Display: Hochauflösendes Farb-LCD mit Touchscreen-Funktion
- Parameter: EKG 3-5 Ableitungen, SpO₂, NIBP, Atemfrequenz, Temperatur
- Stromversorgung: Netzbetrieb mit Akku-Backup für unterbrechungsfreie Überwachung
- Abmessungen: Kompakt und platzsparend, speziell für beengte Klinikbereiche
- Schnittstellen: USB, LAN, drahtlose Kommunikation optional verfügbar

Der **GE Carescape V100 Patientenmonitor** stellt eine zuverlässige und benutzerfreundliche Lösung für die kontinuierliche Patientenüberwachung dar. Er unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen und die Patientenversorgung zu optimieren. Dank seines modularen Aufbaus und der vielseitigen Funktionen ist er ideal geeignet, um den hohen Anforderungen moderner Kliniken gerecht zu werden.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

