



[GE CARESTATION 650 ANÄSTHESIE-NARKOSE - DOM 2016](#)

SKU: FS072024

zzgl. [Versandkosten](#)

GE Carestation 650 Anästhesie-Narkose - DOM 2016 bietet eine zuverlässige und präzise Überwachung sowie Steuerung der Anästhesie während chirurgischer Eingriffe. Das Gerät gewährleistet eine sichere Patientenversorgung durch fortschrittliche Technologien und intuitive Bedienung.



Categories: [Narkose und Beatmung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die GE Carestation 650 ist ein Anästhesiegerät von GE Healthcare, das in der Anästhesie und Intensivmedizin eingesetzt wird. Es bietet eine Vielzahl von Funktionen zur Überwachung und Unterstützung während chirurgischer Eingriffe. Hier sind einige der Hauptmerkmale und Vorteile des Geräts:

1. **Benutzerfreundliche Oberfläche:** Die Carestation 650 verfügt über ein intuitives Touchscreen-Interface, das die Bedienung erleichtert und eine schnelle Anpassung der Einstellungen ermöglicht.
2. **Integration von Überwachungsfunktionen:** Das Gerät kann mit verschiedenen Überwachungsmodulen verbunden werden, um Vitalparameter wie Herzfrequenz, Blutdruck und Sauerstoffsättigung in Echtzeit zu überwachen.
3. **Flexibilität bei der Anästhesie:** Es unterstützt verschiedene Anästhesietechniken, einschließlich Inhalationsanästhesie und intravenöser Anästhesie.
4. **Datenmanagement:** Die Carestation 650 ermöglicht die Dokumentation und Speicherung von Patientendaten sowie die Integration in Krankenhausinformationssysteme (HIS) für eine nahtlose Datenübertragung.
5. **Sicherheit:** Das Gerät ist mit verschiedenen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um Risiken während der



Anästhesie zu minimieren, darunter Alarmsysteme und automatische Selbsttests.

6. **Portabilität:** Die Carestation 650 ist relativ kompakt und kann leicht zwischen verschiedenen Operationssälen transportiert werden.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

