



[GE CONVEX 2.5- 5.0 MHZ C364 ABDOMEN KONVEX SONDE](#)

SKU: Y042013-01

zzgl. [Versandkosten](#)

Konvex Sonde 2.5 - 5 Mhz
Im sehr guten gepflegten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden
/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . C364
Hersteller . GE
für GE LOGIQ 400 & LOGIQ 500
Konvex Ultraschallkopf 2.5Mhz- 5Mhz
Anwendung : Abdomen / Geburtshilfe

Im sehr guten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com



0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

