



GE COROMETRICS 259CX-C FETAL CTG MUTTER ÜBERWACHUNGSSYSTEM

SKU: BP122025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [CTG](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **GE Corometrics 259CX-C** ist ein **High-End-Mutter/Fetus-Überwachungssystem (CTG)**, das speziell für die **umfassende Überwachung während der Wehen und der Entbindung entwickelt wurde**. Es ist das Flaggschiff der 250CX-Serie und bietet im Vergleich zu kleineren Modellen zusätzliche Funktionen zur Überwachung der mütterlichen Vitalparameter.

Wichtige Überwachungsfunktionen

Das System ermöglicht eine simultane Überwachung von Mutter und Kind:

- **Fetale Parameter:** Überwachung der Herzfrequenz (Zwillinge möglich) mittels Ultraschall sowie uterine Aktivität (Toko). Unterstützt auch die interne Überwachung via EKG (FSE).
- **Mütterliche Vitalparameter:** Integrierte Messung von nicht-invasivem Blutdruck (**NIBP**), Puls-Oxymetrie (**SpO2**) und mütterlichem **EKG**.
- **Technologie:** Ausgestattet mit der *GE Smart BP*-Technologie, die den Blutdruck während der Wehen präzise misst.

Technische Merkmale

- **Display:** Großer, farbiger TFT-Bildschirm zur klaren Darstellung der Kurven und numerischen Werte.
- **Konnektivität:** Kompatibel mit klinischen Informationssystemen wie *Centricity Perinatal* zur digitalen Dokumentation.
- **Besonderheit:** Das "C" in der Modellbezeichnung steht häufig für die Konfiguration mit erweiterten mütterlichen Parametern (Maternal Sensing).



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

