



## GE DASH 5000 PATIENT MONITOR ÜBERWACHUNGSMONITOR

SKU: EC102025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **GE Dash 5000 Patient Monitor** ist ein hochentwickeltes Überwachungsgerät, das speziell für die kontinuierliche und präzise Überwachung von Patienten in verschiedenen klinischen Umgebungen entwickelt wurde. Dieses zuverlässige System bietet umfassende Funktionen zur Erfassung, Darstellung und Analyse vitaler Parameter und unterstützt medizinisches Personal bei der schnellen und fundierten Entscheidungsfindung.

### Produktmerkmale und Funktionen:

- **Multifunktionale Überwachung:** Der Dash 5000 erfasst eine Vielzahl lebenswichtiger Parameter, darunter EKG, Blutdruck (nibp und invasiv), Sauerstoffsättigung (SpO2), Atemfrequenz und Temperatur.
- **Hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit:** Präzise Sensorik und moderne Algorithmen gewährleisten eine exakte Messung und Minimierung von Artefakten, was besonders in kritischen Situationen entscheidend ist.
- **Benutzerfreundliche Bedienoberfläche:** Das große Farbdisplay mit intuitiver Menüführung ermöglicht eine einfache Handhabung und schnelle Anpassung der Einstellungen, selbst in hektischen Notfallsituationen.
- **Datenmanagement und Konnektivität:** Der Monitor unterstützt die Integration in klinische Informationssysteme (KIS) und ermöglicht die Speicherung sowie Übertragung von Patientendaten zur lückenlosen Dokumentation und Nachverfolgung.
- **Mobilität und Flexibilität:** Das kompakte Design und die robuste Bauweise erlauben den flexiblen Einsatz sowohl auf Stationen, Intensivpflegebereichen als auch im Notfall- und Transportbereich.
- **Alarmmanagement:** Anpassbare Alarmgrenzen mit visuellem und akustischem Signal helfen dabei, kritische Zustände frühzeitig zu erkennen und sofortige Maßnahmen einzuleiten.

### Anwendungsgebiete:



- Intensiv- und Überwachungsstationen
- Notfall- und Rettungsdienste
- Operationssäle
- Ambulante und stationäre Pflegebereiche
- Patiententransporte innerhalb und außerhalb des Krankenhauses

Der **GE Dash 5000 Patient Monitor** ist somit eine zuverlässige und vielseitige Lösung zur ganzheitlichen Überwachung von Patienten mit unterschiedlichsten klinischen Anforderungen. Durch seine präzisen Messfunktionen, seine Benutzerfreundlichkeit und die umfangreichen Integrationsmöglichkeiten trägt er maßgeblich zur Verbesserung der Patientensicherheit und zur Optimierung der klinischen Arbeitsabläufe bei.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

