



[GE DINAMAP PROCARE AUSCULTATORY 300 PATIENTENMONITOR MIT ZUBEHÖR](#)

SKU: BG032026

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **GE Dinamap ProCare 300** ist ein **kompakter Patientenmonitor zur Überwachung grundlegender Vitalparameter**. Die Bezeichnung "**Auscultatory**" (auskultatorisch) bezieht sich bei diesem Modell auf eine spezifische Konfiguration, die oft für klinische Umgebungen mit integriertem Drucker und erweitertem Zubehörkit geliefert wird.

Funktionsumfang des Modells 300

Der Monitor bietet folgende nicht-invasive Messfunktionen:

- **NIBP (Nicht-invasiver Blutdruck):** Messung von Systole, Diastole und mittlerem arteriellem Druck (MAP).
- **SpO2 (Sauerstoffsättigung):** Überwachung der peripheren Sauerstoffsättigung, oft unter Verwendung von Nellcor- oder Masimo-Technologie.
- **Pulsfrequenz:** Bestimmung der Herzfrequenz über die NIBP- oder SpO2-Messung.
- **Datenmanagement:** Speicherung von Trenddaten für bis zu 24 Stunden.

Technische Highlights & Einsatzgebiete

- **Kompaktes Design:** Mit einem Gewicht von ca. 2,58 kg ist das Gerät leicht zu transportieren.
- **Vielseitigkeit:** Geeignet für Erwachsene, Kinder und Neugeborene (Neonatal-Modus).
- **Einsatzorte:** Häufig verwendet in der Notaufnahme, in Chirurgiezentren, in der Endoskopie oder auf Normalstationen.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

