



## [GE ENGSTRÖM CARESTATION VENTILATOR](#)

SKU: FT022025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Narkose und Beatmung](#)

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Der GE Engström Carestation Ventilator ist ein fortschrittliches Beatmungsgerät, das in der modernen Intensivmedizin und Anästhesie eingesetzt wird. Mit seinen vielseitigen Beatmungsmodi, der benutzerfreundlichen Bedienoberfläche und den erweiterten Überwachungsfunktionen bietet es eine zuverlässige, flexible und sichere Lösung für die Beatmung von Patienten in kritischen Zuständen. Es ist eine wertvolle Unterstützung in Notfällen und für die langfristige Überwachung von Patienten in der Intensivstation.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

