



## [GE ENGSTRÖM CARESTATION VENTILATOR](#)

SKU: FU022025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Narkose und Beatmung](#)

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Der GE Engström Carestation Ventilator ist ein vielseitiges, benutzerfreundliches und hochentwickeltes Beatmungsgerät, das in vielen klinischen Szenarien eingesetzt werden kann. Es bietet eine präzise Kontrolle über die Beatmung und die Überwachung des Patientenstatus, was für eine sichere und effektive Patientenversorgung in kritischen Situationen unerlässlich ist. Mit seiner breiten Modusunterstützung und fortschrittlichen Funktionen ist der Ventilator eine wertvolle Ressource in der modernen Intensivmedizin und Notfallversorgung.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

