



## **GE ENGSTRÖM CARESTATION VENTILATOR BEATMUNGSGERÄT**

**SKU:** FW072025

zzgl. [Versandkosten](#)

Der **GE Engström Carestation Ventilator** ist ein hochmodernes Beatmungsgerät, das flexible und präzise Atemunterstützung für Patienten in Intensiv- und Notfallsituationen bietet. Mit benutzerfreundlicher Bedienoberfläche und vielseitigen Beatmungsmodi gewährleistet es eine zuverlässige und individuell anpassbare Behandlung.



---

**Categories:** [Narkose und Beatmung](#)

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

