



[GE ENGSTRÖM CARESTATION VENTILATOR](#)

SKU: FA022025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Narkose und Beatmung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der GE Engström Carestation Ventilator ist ein medizinisches Beatmungsgerät, das für den Einsatz in intensivmedizinischen Einrichtungen entwickelt wurde. Es wird sowohl für die kurzfristige als auch für die langfristige Beatmung von Patienten in kritischen Zuständen verwendet. Der Engström Carestation Ventilator ist besonders in der Notfall- und Intensivpflege gefragt, da er eine Vielzahl von Beatmungsmodi und eine hohe Flexibilität für den jeweiligen Patientenbedarf bietet.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

