



**GE HEALTHCARE CARESCAPE
TELEMETRIERGERÄT HERZFREQUENZ, EKG-
ELEKTRODEN SN SFY12251227GA**

SKU: DF112024-K

zzgl. [Versandkosten](#)

Das GE Healthcare Carescape Telemetriegerät mit Herzfrequenz- und EKG-Elektroden (SN SFY12251227GA) ermöglicht eine präzise und kontinuierliche Überwachung kardialer Aktivitäten. Es bietet zuverlässige EKG-Daten zur Unterstützung einer schnellen und sicheren Diagnostik in klinischen Umgebungen.



Categories: [EKG Ergometrie und Spirometrie](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

