



## [GE KISS 10 SAUGANLAGE INKL PUMPE MIT HALTERUNG](#)

SKU: S092012-02-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

**GE Kiss 10 Sauganlage** inklusive leistungsstarker Pumpe und praktischer Halterung bietet eine zuverlässige und effiziente Absaugung in medizinischen Anwendungen. Das kompakte Design ermöglicht eine einfache Handhabung und flexible Montage, wodurch optimale Arbeitsabläufe unterstützt werden.



---

Categories: [Unkategorisiert](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **GE Kiss 10 Sauganlage** ist ein hochwertiges medizinisches Gerät, das speziell für die zuverlässige und effiziente Absaugung von Flüssigkeiten in klinischen und ambulanten Umgebungen entwickelt wurde. Sie kombiniert eine leistungsstarke Pumpe mit einer stabilen Halterung, wodurch eine einfache Handhabung und flexible Einsatzmöglichkeiten gewährleistet sind.

### Technische Merkmale und Ausstattung:

- **Inklusive leistungsstarker Pumpe:** Die integrierte Pumpe sorgt für eine konstante und kontrollierte Absaugkraft, die individuell an die Anforderungen des Patienten angepasst werden kann.
- **Robuste Halterung:** Die mitgelieferte Halterung ermöglicht eine sichere Befestigung der Sauganlage an verschiedenen medizinischen Geräten oder an der Wand, was eine platzsparende und ordentliche Organisation im Behandlungsraum gewährleistet.
- **Mobilität und Flexibilität:** Das kompakte Design und die leichte Bauweise erlauben einen einfachen Transport und den Einsatz an unterschiedlichen Einsatzorten.



- **Benutzerfreundliche Bedienung:** Intuitive Steuerungselemente und gut ablesbare Anzeigen erleichtern die Handhabung durch medizinisches Fachpersonal.
- **Hygienisches Material:** Die Sauganlage besteht aus leicht zu reinigenden und sterilisierbaren Materialien, die den hohen Anforderungen im medizinischen Bereich entsprechen.

### **Anwendungsbereiche:**

Die GE Kiss 10 Sauganlage eignet sich ideal für:

- Absaugung von Sekreten während chirurgischer Eingriffe
- Postoperative Wunddrainage
- Notfallmedizin und Intensivpflege
- Ambulante Behandlungen und häusliche Pflege

### **Vorteile auf einen Blick:**

- Zuverlässige Absaugleistung für eine sichere Patientenversorgung
- Ergonomisches Design für eine unkomplizierte Bedienung
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch praktische Halterung
- Leicht zu reinigen und zu warten
- Langlebige Bauweise für den dauerhaften Einsatz im medizinischen Alltag

Durch ihre Vielseitigkeit und hohe Qualität stellt die **GE Kiss 10 Sauganlage inkl. Pumpe mit Halterung** eine wertvolle Unterstützung für medizinisches Fachpersonal dar, die eine effektive und sichere Absaugung in unterschiedlichen klinischen Situationen ermöglicht.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

