



[GE LH LINEAR 7.5 MHZ FÜR LOGIQ 200](#)

SKU: H062014-02

zzgl. [Versandkosten](#)

Bezeichnung . LH

Hersteller . GE

für Logiq 200....

Linear 7.5 MHz

Anwendung : Small Parts , Schilddrüse,

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . LH

Hersteller . GE

für Logiq 200....

Linear 7.5 MHz



Anwendung : Small Parts , Schilddrüse,

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

