



[GE LINEAR 5.0- 10.0 MHZ 739L](#)

SKU: Y042013-03

zzgl. [Versandkosten](#)

Linear Sonde 5.0 - 10 Mhz
Im sehr guten gepflegten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . 739 L
Hersteller . GE
für GE LOGIQ 400 & LOGIQ 500
Linear Ultraschallkopf 5Mhz- 10Mhz
Anwendung : Schilddrüse Mamma Smallparts

Im sehr guten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03



0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

