



## GE LOGIQ 100 TRAGBARES ULTRASCHALLGERÄT

**SKU:** A072013

zzgl. [Versandkosten](#)

Inkl . Konvex und Linear Sonde

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Das Gerät kann mit folgenden Sonden geliefert werden :

Convexsonde C36, Linearsonde L76,

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg



info@mtc-hamburg.com

Mobile	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

