



## GE LOGIQ 200 ALPHA MIT LINEAR UND KONVEX SONDE

**SKU:** GE012020

zzgl. [Versandkosten](#)

Geliefert wird das Gerät mit

1 x 3.5 Konvex Sonde

1 x 7.5 Linear Sonde

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. –  
**Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

02 Sonden-Steckplätze

Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Geliefert wird das Gerät mit



1 x 3.5 Konvex Sonde

1 x 7.5 Linear Sonde

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. – **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

02 Sonden-Steckplätze

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

