



GE LOGIQ 200 PRO ULTRASOUND

SKU: I102014

1.899,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

GE CAE P9603DB Ultrasound Transducer 5MHz

GE CZB 6.5 MHz Part Nr. 2152424 for Logiq 200

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

GE CAE P9603DB Ultrasound Transducer 5MHz

GE CZB 6.5 MHz Part Nr. 2152424 for Logiq 200

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand



Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

