



GE LOGIQ 400 MD ULTRASCHALLGERÄT

SKU: Y042013

zzgl. [Versandkosten](#)

Sehr gepflegt
Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Sonden stehen auch zur Verfügung, fragen Sie einfach nach

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. – **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

