



## GE LOGIQ 400 PRO FARBDOPPLER MIT KONVEX UND ENDOVAGINAL

**SKU:** CV122021 // FT012022

**2.200,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

geliefert wird das Gerät mit folgenden Sonden :

1 x C364 Konvex Sonde

1 x E 721 Endovaginal

**MwSt. wird gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

geliefert wird das Gerät mit folgenden Sonden :

1 x C364 Konvex Sonde

1 x E 721 Endovaginal



**MwSt. wird gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

