



[GE LOGIQ 400 PRO SERIE INKL 03 SONDEN](#)

SKU: D072013 // AK042014 // E082014

zzgl. [Versandkosten](#)

1 x C551 Convex Sonde

1 x E721 Vaginal Sonde

1 x L764 Linear Sonde

Andere Sonden auf Anfrage

Mwst. wird gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

1 x C551 Convex Sonde

1 x E721 Vaginal Sonde

1 x L764 Linear Sonde

Andere Sonden auf Anfrage



Mwst. wird gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

