



GE LOGIQ 5 EXPERT FARBDOPPLER
ULTRASCHALLGERÄT MIT 4 SONDEN
ULTRASCHALL KARDIO UND PRINTER

SKU: AC042017

3.999,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Geliefert das Gerät mit

* Kardiosonde 3S

** Konvex Sonde 3.5C

*** Linear Sonde 10L

**** Stiftsonde P6D

***** Printer Sony UP-D895MD

***** EKG Ableitungskabel

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)



PRODUKTBESCHREIBUNG

Geliefert das Gerät mit

- * Kardiosonde 3S
- ** Konvex Sonde 3.5C
- *** Linear Sonde 10L
- **** Stiftsonde P6D
- ***** Printer Sony UP-D895MD
- ***** EKG Ableitungskabel

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight

120 kg

