



GE LOGIQ 5 PRO FARBDOPPLER
ULTRASCHALLGERÄT MIT 3 SONDEN
ULTRASCHALL KARDIO

SKU: AQ032017

3.499,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Geliefert das Gerät mit

* Kardiosonde 3S

** Konvex Sonde 3.5C

*** Stiftsonde

**** Printer Sony UP-D895MD

**** EKG Ableitungskabel

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Geliefert das Gerät mit

* Kardiosonde 3S

** Konvex Sonde 3.5C



*** Stiftsonde

**** Printer Sony UP-D895MD

**** EKG Ableitungskabel

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight

150 kg



GALLERIE

