



GE LOGIQ 500 MD INKL KONVEX UND LINEAR SONDEN

SKU: 0112014

3.449,81 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Folgende Sonden stehen Ihnen zu Verfügung

1 x C358 Convex Sonde

1 x LA39 Linearsonde

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden /Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Folgende Sonden stehen Ihnen zu Verfügung

1 x C358 Convex Sonde

1 x LA39 Linearsonde

Das Gerät hat 03 Sondenanschlüsse



Bj. November 2001

**ANDERE SONDEN SIND VERFÜGBAR, SOLLTEN SIE SICH EINE GEWÜNSCHTE KOMBINATION WÜNSCHEN,
DANN MELDEN SIE SICH**

Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

