



GE LOGIQ 500 PRO SERIE INKL 03 SONDEN

SKU: H022014

zzgl. [Versandkosten](#)

- 1 x C364 Convex Sonde
- 1 x C551 Konvex Sonde
- 1 x LA39 Linearsonde
- 1 x 3S Kardio Sonde
- 1 x E721 Vaginal Sonde Oder Kardio Sonde S222
- 1 x L764 Linear Sonde

Mwst. wird gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Folgende Sonden stehen Ihnen zu Verfügung

1 x C364 Convex Sonde



- 1 x C551 Konvex Sonde
- 1 x LA39 Linearsonde
- 1 x 3S Kardio Sonde
- 1 x E721 Vaginal Sonde Oder Kardio Sonde S222
- 1 x L764 Linear Sonde

Das Gerät hat 03 Sondenanschlüsse

Bj. November 2001

**ANDERE SONDEN SIND VERFÜGBAR, SOLLTEN SIE SICH EINE GEWÜNSCHTE KOMBINATION WÜNSCHEN,
DANN MELDEN SIE SICH**

Mwst. wird gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

