



## GE LOGIQ P5 – 4D3C-L + E8C 3D 4D ULTRASCHALLGERÄT

SKU: CT052025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das GE LOGIQ P5 ist ein kompaktes und vielseitiges 3D/4D Ultraschallgerät, das sich für viele Fachbereiche eignet – insbesondere Gynäkologie, Geburtshilfe, Urologie und Abdomen.

Lieferumfang:

- GE LOGIQ P5 Konsole
- 4D3C-L Volumensonde (konvex, 4D-fähig)
- E8C Endokavitärsonde (3D/4D-fähig)
- Hochauflösender Monitor
- Umfangreiche Mess- und Analysefunktionen
- Netzanschluss & Rollenfahrgestell

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

