



[GE LOGIQ P5 BOTTET NICHT! DEFEKT](#)

SKU: I102025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **GE Logiq P5** Ultraschallsystem ist ein bewährtes Diagnosegerät, das in vielen medizinischen Einrichtungen weltweit zum Einsatz kommt. Es bietet eine hohe Bildqualität und vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in der Sonographie.

Wichtiger Hinweis: Bei diesem Angebot handelt es sich um ein defektes Gerät, das derzeit **nicht bettet** bzw. nicht betriebsbereit ist. Das bedeutet, dass das Ultraschallsystem aktuell **keine Funktion aufweist** und einer fachgerechten Reparatur oder Wartung bedarf.

Produktdetails:

- **Modell:** GE Logiq P5
- **Zustand:** Defekt / nicht betriebsbereit
- **Anwendung:** Ultraschall-Diagnostik in verschiedenen medizinischen Fachbereichen
- **Technische Merkmale:** Hochauflösende Bildgebung, verschiedene Sondenanschlüsse, ergonomisches Design

Dieses Gerät eignet sich ideal für Fachwerkstätten oder erfahrene Techniker, die den GE Logiq P5 reparieren oder als Ersatzteillieferer nutzen möchten. Durch die Reparatur kann das Gerät wieder in einen voll funktionsfähigen



Zustand versetzt werden, was insbesondere für Kliniken oder Praxen interessant sein kann, die kosteneffizient arbeiten möchten.

Wichtige Hinweise für Interessenten:

- Das Gerät wird ausdrücklich als **defekt verkauft**, ohne Gewährleistung auf Funktionalität.
- Ein Versand erfolgt ausschließlich an Fachpersonal oder Unternehmen mit entsprechender Erfahrung im Umgang mit medizinischen Geräten.
- Für die Reparatur sind fundierte Kenntnisse in Ultraschalltechnik und entsprechende Ersatzteile erforderlich.

Bei Fragen zum Zustand oder zur Reparatur des GE Logiq P5 stehen wir Ihnen gerne beratend zur Verfügung.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

