



## [GE MAC 1200 ST EKG + KISS SAUGER OHNE PUMPE](#)

SKU: CQ042025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

**GE MAC 1200 ST EKG** ist ein zuverlässiges, kompaktes Elektrokardiogramm-Gerät, das präzise Herzrhythmusanalysen für den klinischen Einsatz bietet. Der *KISS Sauger ohne Pumpe* ergänzt das System als schonendes Absauggerät, das einfache Handhabung ohne externe Pumpenunterstützung ermöglicht.



---

Categories: [EKG](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **GE MAC 1200 ST EKG** ist ein hochmodernes, zuverlässiges Elektrokardiographie-Gerät, das für den Einsatz in Kliniken, Arztpraxen und anderen medizinischen Einrichtungen entwickelt wurde. Es bietet präzise und schnelle EKG-Aufzeichnungen zur Unterstützung der Diagnostik und Überwachung der Herzaktivität.

### Hauptmerkmale des GE MAC 1200 ST EKG:

- **Präzise EKG-Messungen:** Das Gerät liefert hochwertige, störungsfreie EKG-Signale mit hoher Auflösung.
- **Benutzerfreundliche Bedienung:** Intuitive Benutzeroberfläche mit klar strukturierten Menüs ermöglicht eine einfache Handhabung.
- **Vielseitige Analysefunktionen:** Automatische Interpretation der EKG-Daten unterstützt die klinische Beurteilung.
- **Robuste Bauweise:** Das kompakte und stabile Design garantiert eine lange Lebensdauer auch bei intensivem Gebrauch.
- **Flexible Anschlussmöglichkeiten:** Kompatibel mit verschiedenen Peripheriegeräten und Netzwerken zur

Datenübertragung.

Der **KISS Sauger ohne Pumpe** ist ein ergänzendes Zubehör, das zur Absaugung von Flüssigkeiten in medizinischen Anwendungen dient. Ohne integrierte Pumpe ist dieser Sauger besonders leicht und handlich, was ihn ideal für den mobilen Einsatz macht.

#### **Eigenschaften des KISS Saugers ohne Pumpe:**

- **Leicht und kompakt:** Einfach zu transportieren und anzuwenden.
- **Hygienisches Design:** Aus hochwertigen, biokompatiblen Materialien gefertigt, die eine sichere Anwendung gewährleisten.
- **Einfach zu reinigen:** Komponenten sind leicht demontierbar und sterilisierbar.
- **Vielseitige Einsetzbarkeit:** Geeignet für verschiedene medizinische Absauganwendungen, in Kombination mit externen Pumpensystemen.

#### **Zusammenfassung:**

Das *GE MAC 1200 ST EKG* in Kombination mit dem *KISS Sauger ohne Pumpe* bietet eine effiziente Lösung für die kardiologische Diagnose und unterstützt gleichzeitig wichtige Absaugfunktionen im medizinischen Umfeld. Die hohe Messgenauigkeit, intuitive Bedienung sowie die hygienischen und praktischen Eigenschaften des Saugers machen dieses Set zu einer wertvollen Ausstattung für eine professionelle Patientenversorgung.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

