



[GE MAC 1200 ST](#)

SKU: AA062024

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [EKG](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der GE MAC 1200 ST ist ein tragbares 12-Kanal-Elektrokardiographensystem, das für den Einsatz in Kliniken, Arztpraxen und bei Hausbesuchen konzipiert wurde. Es bietet umfassende Funktionen zur Erfassung, Analyse und Speicherung von EKG-Daten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

