



## [GE MAC 1200ST 1200 ST EKG GERÄT MIT ABLEITUNGSKABEL](#)

SKU: AZ082025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [EKG Ergometrie und Spirometrie](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **GE MAC 1200ST EKG-Gerät** ist ein hochmodernes und zuverlässiges Elektrokardiographie-System, das speziell für den Einsatz in klinischen Umgebungen entwickelt wurde. Es ermöglicht eine präzise und schnelle Erfassung von EKG-Daten, die für die Diagnose und Überwachung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen unerlässlich sind.

### Hauptmerkmale des GE MAC 1200ST:

- **Intuitive Bedienung:** Das benutzerfreundliche Interface sorgt für eine einfache Handhabung und minimiert den Schulungsaufwand.
- **Hochwertige Signalqualität:** Modernste Technologie garantiert eine klare und rauschfreie EKG-Aufzeichnung, was die Diagnosesicherheit erhöht.
- **Umfassende Ableitungsoptionen:** Das Gerät unterstützt standardmäßig 12-Kanal-EKG-Ableitungen, wodurch eine vollständige Erfassung der Herzaktivität möglich ist.
- **Inklusive Ableitungskabel:** Das hochwertige Ableitungskabel ist im Lieferumfang enthalten und gewährleistet eine sichere und stabile Verbindung zum Patienten.
- **Flexibilität und Mobilität:** Das kompakte und leichte Design des Geräts ermöglicht den Einsatz sowohl im stationären als auch im mobilen Bereich.
- **Datenmanagement:** Integrierte Speicherfunktionen und Schnittstellen erleichtern die Archivierung und den Datenaustausch mit Krankenhausinformationssystemen.

### Technische Details:

- 12-Kanal EKG-Aufzeichnung
- Automatische Interpretation und Analyse der EKG-Daten



- Hohe Abtastrate für detaillierte Signalwiedergabe
- LCD-Display mit klarer Darstellung der EKG-Kurven
- Stromversorgung über Netzbetrieb oder Batterie

Das **GE MAC 1200ST** ist ideal für Kardiologen, Allgemeinmediziner sowie medizinisches Fachpersonal in Kliniken und Praxen, die Wert auf eine zuverlässige und präzise EKG-Diagnostik legen. Mit dem mitgelieferten Ableitungskabel ist das Gerät sofort einsatzbereit und überzeugt durch seine robuste Bauweise sowie die hohe Benutzerfreundlichkeit.

Vertrauen Sie auf das GE MAC 1200ST für eine exakte Herzdiagnostik und eine effiziente Patientenversorgung.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

