



[GE MAC 1600 MAC1600 - DEFEKT](#)

SKU: IT112024-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

GE MAC 1600 MAC1600 – Defekt: Dieses Gerät ist ein medizinisches EKG-Monitoringsystem von GE Healthcare, das derzeit defekt ist und nicht funktionsfähig. Es eignet sich ausschließlich für Reparaturzwecke oder als Ersatzteilstender.



Categories: [Fundgrube](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **GE MAC 1600 (MAC1600)** ist ein bewährtes medizinisches Elektrokardiographie-Gerät, das insbesondere in Kliniken und Arztpraxen zur Überwachung und Dokumentation der Herzaktivität eingesetzt wird. Dieses Gerät bietet präzise und zuverlässige EKG-Aufzeichnungen, die eine fundierte Diagnostik von Herzrhythmusstörungen und anderen kardiologischen Erkrankungen ermöglichen.

Produktstatus: Defekt

Bitte beachten Sie, dass dieses spezifische Gerät derzeit als **defekt** angeboten wird. Eine Reparatur oder Wartung ist erforderlich, um das Gerät wieder voll funktionsfähig zu machen. Das GE MAC 1600 eignet sich daher ideal für Fachwerkstätten, Techniker oder Einrichtungen mit entsprechender technischer Expertise, die das Gerät instand setzen möchten.

Wesentliche Merkmale des GE MAC 1600:

- 12-Kanal-EKG-Aufzeichnung mit hoher Signalqualität
- Integrierter Thermodrucker für sofortige Auswertung der EKG-Daten
- Benutzerfreundliche Bedienoberfläche mit klarer Menüführung
- Umfangreiche Speicherfunktion für Patientendaten und EKGs



- Konnektivitätsoptionen zur einfachen Datenübertragung und Archivierung
- Robustes und kompaktes Design für den flexiblen Einsatz im klinischen Umfeld

Hinweis zum Defekt: Da das Gerät als defekt deklariert ist, kann es zu folgenden Fehlfunktionen kommen:

- Fehlerhafte oder ausbleibende EKG-Aufzeichnung
- Probleme mit dem integrierten Drucker
- Störungen in der Stromversorgung oder Elektronik
- Software-/Hardware-Fehlfunktionen

Eine genaue Diagnose des Defekts ist vor Ort erforderlich, um den Aufwand für Reparatur oder Austausch von Komponenten abschätzen zu können.

Zusammenfassung: Das *GE MAC 1600 (MAC1600)* ist ein hochwertiges EKG-Monitoring-Gerät, das derzeit als defekt verkauft wird. Es bietet eine hervorragende Grundlage für Reparaturprojekte oder als Ersatzteilspender. Aufgrund seiner bewährten Technologie und robusten Bauweise bleibt das Gerät auch nach einer Instandsetzung ein wertvolles Instrument für die kardiologische Diagnostik.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

